

## Brushite

<b>Abnahmevorschrift</b>	Präanalytik: - saubere, trockene, blutfreie Steine/Steinrümmer in neutralen Verschlussgefäßen oder verschossenen Tüten einsenden - Angabe der Lokalisation und Art der Steinentfernung - Empfehlung: Untersuchung von lithogenen Substanzen (Kalzium, Harnsäure, Magnesium, Oxalat, Cystin, Citrat) im 24h-Urin zur Verlaufs- und Therapiekontrolle
<b>Einheit</b>	%
<b>Material</b>	Steine
<b>Probengefäß</b>	Monovette oder Tüte
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>letzte Änderung</b>	19.05.2023 17:57