

Ecstasy/MDMA i.U.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 14.06.2024 (wo)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine besonderen Maßnahmen erforderlich- Urinmanipulation durch Patienten ausschließen (Prüfung der Probenintegrität erfolgt qualitativ über pH-Wert und Kreatinin-Gehalt des Urins) <p>Störgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Medikamente können zu falschen Ergebnissen führen (siehe Hinweise zur Interpretation)
Material	Urin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 1 cut-off 500ng/ml
letzte Änderung	30.11.2024 04:02