

Fruktosamin i.S.

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 19.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Stauungen >1min führen zu Meßwertverfälschungen
Einheit	µmol/L
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	< 285
Verfahren	Kinetisch / NBT-Reduktionstest
letzte Änderung	29.11.2024 11:32