

Sauerstoffpartialdruck (art./kapillär)

Abnahmevorschrift	arterielle/kapilläre Blutentnahme 2 Kapillaren, Totraum zuvor luftblasenfrei mit Heparinlösung füllen, Stabilität 1 h;																			
Einheit	kPa																			
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig																			
Material	Kapillarblut																			
Probengefäß	Kapillare(arterielles o.kapilläres Blut)																			
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																			
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erniedrigt</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 2J</td> <td>6.00</td> <td>100.00</td> <td>> 11.73</td> </tr> <tr> <td>2J - 18J</td> <td>10.00</td> <td>100.00</td> <td>> 11.73</td> </tr> <tr> <td>> 18J</td> <td>10.00</td> <td>100.00</td> <td>11.04 - 14.36</td> </tr> </tbody> </table>				Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 2J	6.00	100.00	> 11.73	2J - 18J	10.00	100.00	> 11.73	> 18J	10.00	100.00	11.04 - 14.36
Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich																	
≤ 2J	6.00	100.00	> 11.73																	
2J - 18J	10.00	100.00	> 11.73																	
> 18J	10.00	100.00	11.04 - 14.36																	
Verfahren	Blutgasanalyser																			
letzte Änderung	19.05.2023 17:40																			