

DRVV-Ratio screen i.P.

Abnahmevorschrift	Rechengröße, siehe DRVV-Test Bewertung						
Häufigkeit	werktags, normalschichtig						
Material	Citrat-Blut						
Probengefäß	Citrat-Monovette						
Probenvolumen	1.5 ml						
Referenzbereich	<table border="1"><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 6M</td><td>n.def.</td></tr><tr><td>> 6M</td><td>< 1.20</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 6M	n.def.	> 6M	< 1.20
Alter	Referenzbereich						
≤ 6M	n.def.						
> 6M	< 1.20						
Verfahren	Gerinnungstest						
letzte Änderung	19.05.2023 17:02						