

Troponin I i.S. (Fa.Abbott)

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Aktualisierung: 25.08.2018 (mensch/neum)</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analytik erfolgt ausschließlich zur Abklärung unklarer erhöhter cTnTns-Werte ohne klinische Hinweise AMI nach Rücksprache mit dem Diensthabenden IKL - kein Notfallparameter, nur Mo-Fr in Regelarbeitszeit Hormonlabor - Bestimmung im Serum 						
Einheit	ng/L						
Häufigkeit	Mo - Fr, normalschichtig						
LOINC	10839-9						
Material	Serum						
Probengefäß	Serum-Monovette						
Probenvolumen	10 ml						
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert						
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geschlecht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>männlich</td> <td>< 34.2</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>< 15.6</td> </tr> </tbody> </table>	Geschlecht	Referenzbereich	männlich	< 34.2	weiblich	< 15.6
Geschlecht	Referenzbereich						
männlich	< 34.2						
weiblich	< 15.6						
Verfahren	ECLIA						
letzte Änderung	02.01.2025 00:35						