

Glukose i.U. (Konz.)

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 24.04.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Spontanurin, im Morgenurin, im Sammelurin (Angabe von Sammelmenge und -zeit) - Material umgehend ins Labor bringen - erhöhte Zellzahl führt zu erniedrigten Werten (insbesondere bei zu verzögerter Bearbeitung; z.B. Lagerung, Transport) Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 24.04.17 vom System Dx800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung)
Einheit	mmol/L
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Sammelurin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	< 1,1
Verfahren	elektrochemisch (kinetischen Sauerstoffmethode unter Verwendung einer Sauerstoffelektrode)
bevorzugte Probenart	URIN&30
letzte Änderung	29.11.2024 11:33