

ANA-ds DNA i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden. <p>Einflussgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keine gesonderten Hinweise. <p>Störgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herstellerangabe: Lipämische, hämolytische oder mikrobiell kontaminierte Proben können fehlerhafte Ergebnisse liefern und sollten nicht verwendet werden. <p>voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-3 Werktage
Einheit	IU/mL
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 15.0 <10 (gw.10-15)
Verfahren	FIA
letzte Änderung	05.02.2025 00:02