

Gesamteiweiß im Dialysat*

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abnahmevorschrift | Letzte Aktualisierung: 26.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Abnahme: weiße Monovette ohne Zusätze - ggf. Parallelanalytik von Serum |
| Einheit | g/L |
| Material | Dialysat |
| Probengefäß | Dialysat |
| Qualitätsmanagement-Status | nicht akkreditiert |
| Referenzbereich | nicht definiert |
| Verfahren | photometrisch, Biuret-Reaktion |
| letzte Änderung | 22.08.2023 00:04 |