

Lambda-Leichtketten i.U. (Konz.)

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 25.09.2014 Ko</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: Probenstabilität: maximale Lagerung 8 Tage bei 2-8°C, Urinproben dürfen nicht tiefgefroren werden</p> <p>Störfaktoren: - lipämische oder partikelhaltige Proben die durch Zentrifugation im Labor nicht zu klären sind, sind für die Analytik nicht geeignet.</p>						
Einheit	mg/L						
Häufigkeit	wöchentlich						
Material	Sammelurin						
Probengefäß	Urin-Monovette						
Probenvolumen	10 ml						
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert						
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 18J</td> <td>nicht definiert</td> </tr> <tr> <td>> 18J</td> <td><11.3</td> </tr> </tbody> </table>	Alter	Referenzbereich	≤ 18J	nicht definiert	> 18J	<11.3
Alter	Referenzbereich						
≤ 18J	nicht definiert						
> 18J	<11.3						
Verfahren	Nephelometrie						
letzte Änderung	02.01.2025 00:30						