

Glomeruläre Basalmembran-Ak i.S. im Serum Immunologie (U/mL)

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 23.07.2024 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <p>-Serum-Monovette</p> <p>Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20°C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen:</p> <p>Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen:</p> <p>Keine gesonderten Hinweise.</p>
Einheit	U/mL
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 29.9 <20 (gw. 20 - <30)
Verfahren	EIA
letzte Änderung	02.01.2025 00:26