

Clindamycin i.P.

Abnahmevorschrift	Abnahme-/Transportbedingungen: - Serum-Monovette/EDTA-Plasma (keine Blutabnahmeröhrchen mit Gel-Separatoren) - Blutabnahme im steady state vor nächster Gabe (Talspiegel) - Transport: sofortiger gekühlter Versand (CITO-Transport ins IKL) voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang): - 2-3 Werktage
Einheit	mg/L
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Plasma (EDTA-Blut)
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	Kommentar: Bei Rückfragen zu Dosierung und therapeutischen Zielen bitte an die klinische Infektiologie wenden.
Verfahren	LC/MS
letzte Änderung	18.03.2026 14:07