

Beta2-Glycoprotein I Ak (IgG) i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 30.11.2015 (Sie)</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none">- 24 h vor der Blutabnahme sportliche Betätigung meiden,- auf Alkohol und stark fetthaltige Mahlzeiten verzichten,- Blutabnahme unter stressfreien Bedingungen am liegenden Patienten,- Staudruck zur Venenpunktion zwischen dem systolischen und diastolischen Druck,- Stauung nicht länger als 1 Minute, während der Entnahme Stauschlauch öffnen,- großlumige (19 - 21 G) Kanüle,- nicht das erste Blut nach der Venenpunktion,- Citrat-Monevette muß bis zur Markierung gefüllt werden,- Vermischung durch mehrmaliges Schwenken (nicht Schütteln) unmittelbar nach Abnahme,- keine Blutentnahme aus Kathetern, <p>Stör- und Einflussgrößen der plasmatischen Gerinnung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Keine Analytik in Proben mit Gerinnselbildung- keine Analytik bei Füllungsabweichung >10%- Keine Analytik bei ausgeprägter Hämolyse, ausgeprägtem Ikterus sowie starker Lipämie- Kreuzreaktivität durch Rheumafaktor, ANA und Syphilis möglich
Einheit	U/mL
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Referenzbereich	< 20
letzte Änderung	29.11.2024 11:24