

Thrombos.type-1 dom.containing prot.7A i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung 02.01.2923 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Probenlagerung bei 2-8 °C bis zu 14 Tage, längere Lagerung eingefroren bei -20°C.</p> <p>Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen: Das Analyseergebnis wird durch hämolytische, lipämische und ikterische Proben nicht beeinflusst. Durch das Vorliegen von antinukleären Antikörpern (ANA) kann die charakteristische Fluoreszenz gelegentlich überlagert sein. Eine Auswertung ist dann nicht möglich.</p>
Einheit	Titer
Material	Serum Immunologie
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Verfahren	IFT
letzte Änderung	02.01.2025 00:35