

## Immunglobulin A i.S.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Änderung: 12.05.2015 (Ko)  Abnahme-/Transportbedingungen: Probenstabilität: 8 Monate bei (-25°)-25°C																														
<b>Einheit</b>	g/L																														
<b>Häufigkeit</b>	werktags, normalschichtig																														
<b>Material</b>	Serum																														
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette																														
<b>Probenvolumen</b>	10 ml																														
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert																														
<b>Referenzbereich</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erniedrigt</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1J</td> <td>0.05</td> <td>2.00</td> <td>&lt;0.14</td> </tr> <tr> <td>1J - 3J</td> <td>0.07</td> <td>2.00</td> <td>&lt;0.80</td> </tr> <tr> <td>3J - 6J</td> <td>0.07</td> <td>4.00</td> <td>0.11 - 1.42</td> </tr> <tr> <td>6J - 14J</td> <td>0.07</td> <td>4.00</td> <td>0.34 - 2.20</td> </tr> <tr> <td>14J - 19J</td> <td>0.07</td> <td>7.00</td> <td>0.40 - 2.93</td> </tr> <tr> <td>&gt; 19J</td> <td>0.07</td> <td>8.00</td> <td>0.70 - 4.00</td> </tr> </tbody> </table>			Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 1J	0.05	2.00	<0.14	1J - 3J	0.07	2.00	<0.80	3J - 6J	0.07	4.00	0.11 - 1.42	6J - 14J	0.07	4.00	0.34 - 2.20	14J - 19J	0.07	7.00	0.40 - 2.93	> 19J	0.07	8.00	0.70 - 4.00
Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich																												
≤ 1J	0.05	2.00	<0.14																												
1J - 3J	0.07	2.00	<0.80																												
3J - 6J	0.07	4.00	0.11 - 1.42																												
6J - 14J	0.07	4.00	0.34 - 2.20																												
14J - 19J	0.07	7.00	0.40 - 2.93																												
> 19J	0.07	8.00	0.70 - 4.00																												
<b>Verfahren</b>	Turbidimetrie																														
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:27																														