

β-HCG .i.S [ECLIA] (Firma ROCHE)

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 21.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Serum, - Angabe der SSW - Beachte: Biotinsupplementierungen (>5mg/Tag) können zu falsch erniedrigten Meßwerten führen (ab 70ng/ml Biotin i.S., siehe Lab.info 02/2019); 02.05.19 neum. - Änderung der Bestimmungsgrenze seitens ddes Herstellers von 0,25 auf 0,6 IU/l (Poi, 18.02.23)																						
Einheit	IU/L																						
Häufigkeit	für Frauenklinik n. Rücksprache Notfallparam.(Tel. 12449, 12727)																						
Material	Serum																						
Probengefäß	Serum-Monovette																						
Probenvolumen	10 ml																						
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																						
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geschlecht</th> <th>Alter</th> <th>Referenzbereich</th> <th>Kommentar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>weiblich</td> <td>≤ 50J</td> <td>< 5,3</td> <td>nicht schwanger prämenopausal: <5,3 IU/l postmenopausal: <8,3 IU/l Schwangerschaft: abhängig von SSW (siehe online-Laborkatalog)</td> </tr> <tr> <td>unbekannt</td> <td></td> <td>nicht definiert</td> <td></td> </tr> <tr> <td>männlich</td> <td></td> <td>< 2,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td></td> <td>< 8,3</td> <td>nicht schwanger prämenopausal: <5,3 IU/l postmenopausal: <8,3 IU/l Schwangerschaft: abhängig von SSW (siehe online-Laborkatalog)</td> </tr> </tbody> </table>			Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Kommentar	weiblich	≤ 50J	< 5,3	nicht schwanger prämenopausal: <5,3 IU/l postmenopausal: <8,3 IU/l Schwangerschaft: abhängig von SSW (siehe online-Laborkatalog)	unbekannt		nicht definiert		männlich		< 2,6		weiblich		< 8,3	nicht schwanger prämenopausal: <5,3 IU/l postmenopausal: <8,3 IU/l Schwangerschaft: abhängig von SSW (siehe online-Laborkatalog)
Geschlecht	Alter	Referenzbereich	Kommentar																				
weiblich	≤ 50J	< 5,3	nicht schwanger prämenopausal: <5,3 IU/l postmenopausal: <8,3 IU/l Schwangerschaft: abhängig von SSW (siehe online-Laborkatalog)																				
unbekannt		nicht definiert																					
männlich		< 2,6																					
weiblich		< 8,3	nicht schwanger prämenopausal: <5,3 IU/l postmenopausal: <8,3 IU/l Schwangerschaft: abhängig von SSW (siehe online-Laborkatalog)																				
Verfahren	ECLIA																						
bevorzugte Probenart	SERUM&10																						
letzte Änderung	12.02.2025 00:03																						