

## Zink-Transporter 8-Antikörper i.S.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Änderung: 01.02.2023 (Röber)  Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.  Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.  Störgrößen: Keine gesonderten Hinweise.
<b>Einheit</b>	U/mL
<b>Material</b>	Serum Immunologie
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 14.9 <15
<b>Verfahren</b>	EIA
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:36