

P-Amylase i.Punktat*

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung:25.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Abnahme: weiße Monovette ohne Zusätze - Parallelanalytik von Serum empfohlen
Einheit	µmol/(s*L)
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Punktat
Probengefäß	Punktat-Spezialgefäß
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Referenzbereich	siehe Laborkatalog
Verfahren	Enzymatisch
letzte Änderung	01.09.2023 00:02