

## max. Aggr. Epinephrin-induz. 1µM

<b>Abnahmevorschrift</b>	Telefonische Anmeldung unter T.: 2570 erforderlich, Angabe der Indikation und Medikation notwendig, Monovetten nicht kühlen! Annahme zur Analytik nur werktags von 7 bis 13 Uhr möglich. Präanalytik Gerinnung: Möglichst schonende Venenpunktion, geringe Stauung, langsame Aspiration. Füllung der Monovette bis zur Markierung zur Einhaltung des Mischungsverhältnisses zwischen Citrat und Venenblut erforderlich, Monovette unmittelbar nach der Abnahme schwenken. Störungen: Vorzeitige Gerinnungsaktivierung durch lange Stauung, Abnahme aus Kathetersystemen
<b>Einheit</b>	%
<b>Häufigkeit</b>	werktags - Anmeldung im Labor erforderlich
<b>Material</b>	Citrat-Blut
<b>Probengefäß</b>	Citrat-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	1.5 ml
<b>Verfahren</b>	Aggregationstest
<b>letzte Änderung</b>	09.01.2024 00:03