

## CDT i.S. (IFCC)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Änderung: 21.08.2019 (SR)  Abnahme-/Transportbedingungen: - Für die Analyse wird die Verwendung frischer Serumproben empfohlen. - hämolytische Seren sind für die Analytik nicht geeignet. - Die Proben sollten nicht länger als 48 Stunden (inklusive Transportzeit) bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) gelagert werden.
<b>Einheit</b>	%
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	≤ 1,7
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:16