

Lactat i.P.

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung ausschließlich aus F-EDTA-Plasma - venöse Blutabnahme möglichst aus ungestauter Vene (Stauung führt zu falsch hohen Werten) - beachte: keine Analytik aus GlukoEXAKT-Monovette möglich
Einheit	mmol/L
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Fluorid-EDTA
Probengefäß	Fluorid EDTA Monovette
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 5.00 0,50 - 2,20
Verfahren	enzymatischer Farbttest
bevorzugte Probenart	F-EDTA&21
letzte Änderung	02.01.2025 00:30