

## Immundefixation mit Anti-Daratumumab i.S.

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Serum-Monovette</li><li>- bei 2-8°C für 7 Tage haltbar, darüber hinaus bei -20°C bis zu 4 Wochen haltbar</li><li>- Serumprobe welche mit 0,02 g/dl Natriumazid versetzt wurden, sind für 3 Monate haltbar</li></ul> <p>Einflussgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- keine gesonderten Hinweise</li></ul> <p>Störgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hämolyse</li><li>- fibrinogenhaltige Proben</li><li>- kryoglobulinhaltige Proben</li></ul> <p>voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2-3 Werktage</li></ul>
<b>Häufigkeit</b>	wöchentlich
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Verfahren</b>	Immundefixation
<b>letzte Änderung</b>	28.01.2025 00:02