

Polymorphnukleäre Zellen i.L. (PMN)

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 24.07.2017 (mi) automatisierte Zellzählung mit Vordifferenzierung am Hämatologieautomaten relativ, basierend auf der am Gerät gemessenen Gesamtzahl an Leukozyten Präanalytik: - Abnahme, Transport und Lagerung in Polypropylenröhrchen - Der Liquor sollte innerhalb von 2 Stunden in das Labor gesendet werden
Einheit	%
Material	Liquor
Probengefäß	Liquor-Röhrchen
Probenvolumen	1 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	Kommentar: Ein Anteil von mehr als 50% polymorphkerniger Zellen sollte im Rahmen einer Meningitis-Diagnostik kritisch betrachtet und als Indiz einer bakteriellen Infektion gewertet werden.
letzte Änderung	05.10.2023 00:03