

Immundefixation i.S.

Abnahmevorschrift	<p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Serum-Monovette- bei 2-8°C für 7 Tage haltbar, darüber hinaus bei -20°C bis zu 4 Wochen haltbar- Serumprobe welche mit 0,02 g/dl Natriumazid versetzt wurden, sind für 3 Monate haltbar <p>Einflussgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none">- keine gesonderten Hinweise <p>Störgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hämolyse- fibrinogenhaltige Proben- kryoglobulinhaltige Proben <p>voraussichtliche Bearbeitungszeit (ab Laboreingang):</p> <ul style="list-style-type: none">- 2-3 Werktage
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Verfahren	Immundefixation
letzte Änderung	15.01.2025 00:02