

## TNF-alpha i.L.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Aktualisierung: 04.05.2017 (ko)  Die verwendete Methode ist für Liquor nicht CE-zertifiziert.  Präanalytik: - Abnahme, Transport und Lagerung in Polypropylenröhrchen - Liquor umgehend in das Labor senden - Lagerung 2 Tage bei 2-8°C bzw. 6 Monate bei -20°C
<b>Einheit</b>	pg/mL
<b>Material</b>	Liquor
<b>Probengefäß</b>	Liquor-Röhrchen
<b>Probenvolumen</b>	1 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:33