

b-Trace Protein im Sekret*

Abnahmevorschrift	<p>Letzte Änderung: 12.10.2015 (Tie)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- maximale Lagerung: 14 Tage bei 2-8°C oder 3 Monate bei -20°C falls innerhalb von 24h nach Entnahme die Proben tiefgefroren werden- die parallele Einsendung einer Serum-Monovette zum Sekret ist für die Interpretation erforderlich <p>Störgrößen:</p> <ul style="list-style-type: none">- trübe Proben sind nicht geeignet
Einheit	mg/L
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Nasen-/Ohrensekret
Probengefäß	Liquor-Röhrchen
Probenvolumen	1 ml
Qualitätsmanagement-Status	nicht akkreditiert
Verfahren	Nephelometrie
letzte Änderung	24.05.2023 00:08