

freie Kappa-Leichtk. i.S. [BindingSite]

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 07.05.2018 (ko) Abnahme-/Transportbedingungen: - Probenstabilität, 21 Tage bei 2-8°C , bei längerer Lagerung bei -20°C einfrieren. - hämolytisches oder lipämisches Serum ist für die Analyse nicht geeignet - die Bestimmung erfolgt dienstags und freitags
Einheit	mg/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Serum
Probengefäß	Serum-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 100.00 3.3 - 19.4
Verfahren	Turbidimetrie
letzte Änderung	25.01.2025 00:02