

## Neutr. Granulozyten (abs.)

Alternative Messeinheit	pro nL																		
Einheit	GPt/L																		
Häufigkeit	werktags, normalschichtig																		
Material	EDTA-Blut																		
Probengefäß	EDTA-Monovette																		
Probenvolumen	2.7 ml																		
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																		
Referenzbereich	<table><thead><tr><th>Alter</th><th>Referenzbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>≤ 5T</td><td>6,03 - 27,00</td></tr><tr><td>5T - 1W6T</td><td>1,55 - 10,08</td></tr><tr><td>1W6T - 1J</td><td>1,90 - 9,80</td></tr><tr><td>1J - 3J</td><td>1,56 - 8,50</td></tr><tr><td>3J - 5J</td><td>1,49 - 8,52</td></tr><tr><td>5J - 9J</td><td>1,65 - 7,98</td></tr><tr><td>9J - 16J</td><td>1,80 - 7,97</td></tr><tr><td>&gt; 16J</td><td>1,80 - 7,55</td></tr></tbody></table>	Alter	Referenzbereich	≤ 5T	6,03 - 27,00	5T - 1W6T	1,55 - 10,08	1W6T - 1J	1,90 - 9,80	1J - 3J	1,56 - 8,50	3J - 5J	1,49 - 8,52	5J - 9J	1,65 - 7,98	9J - 16J	1,80 - 7,97	> 16J	1,80 - 7,55
Alter	Referenzbereich																		
≤ 5T	6,03 - 27,00																		
5T - 1W6T	1,55 - 10,08																		
1W6T - 1J	1,90 - 9,80																		
1J - 3J	1,56 - 8,50																		
3J - 5J	1,49 - 8,52																		
5J - 9J	1,65 - 7,98																		
9J - 16J	1,80 - 7,97																		
> 16J	1,80 - 7,55																		
Umrechnungsfaktor	1 ( <b>Hinweis:</b> Ergebnis * 1 = Wert in pro nL)																		
Verfahren	Elektronische Zählung																		
letzte Änderung	29.11.2024 11:58																		