

## oligoklonales IgG (IEF) i.L.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Änderung: 10.09.2014 (Ko)  Abnahme-/Transportbedingungen: - Blutabnahme und Liquorpunktion sollten zum gleichen Zeitpunkt erfolgen.
<b>Häufigkeit</b>	werktags, normalschichtig
<b>Material</b>	Liquor
<b>Probengefäß</b>	Liquor-Röhrchen
<b>Probenvolumen</b>	1 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	negativ
<b>Verfahren</b>	Isoelektrische Fokussierung
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:37