

**osm.Res.vollst.Hämolyse i.VB\***

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Einheit</b>                    | %                      |
| <b>Material</b>                   | Sp.Vorl.Osm. Resistenz |
| <b>Probengefäß</b>                | Eppendorf-Tube         |
| <b>Probenvolumen</b>              | 1.5 ml                 |
| <b>Qualitätsmanagement-Status</b> | nicht akkreditiert     |
| <b>Referenzbereich</b>            | 0.30 - 0.35            |
| <b>letzte Änderung</b>            | 29.11.2024 11:14       |