

## Metanephrin i.U.(pro Tag)

<b>Abnahmevorschrift</b>	letzte Änderung: 11.6.18 (La)  Transport-und Abnahmebedingungen: 24-Std.-Sammelurin unter Vorlage von 10 ml 25%iger Salzsäure (im 2-Liter-Sammelgefäß) mit Angabe von Sammelmenge und Sammelzeit  Störungen: vor Urinsammlung bitte vermeiden - 12h vor und während der Sammlung: die Aufnahme Amin-reicher Nahrungsmittel (Nüsse, Wein, Käse, Fisch) - möglichst 8 Tage: Ampicillin, chininhaltige Präparate, Erythromycin, Phenothiazine, Tetracycline, Theophillin
<b>Einheit</b>	nmol/24h
<b>Häufigkeit</b>	wöchentlich
<b>Material</b>	Sammelurin (angesäuert)
<b>Material</b>	Urin
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 5000 < 1520
<b>Verfahren</b>	HPLC
<b>letzte Änderung</b>	19.05.2023 17:31