

Phenytoin i.P.

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 07.01.2016 (neum.) Präanalytik: - Blutabnahme i.d.R. Talspiegel: vor Medikamenten-Gabe - Angabe von Abnahmezeit und letzter Gabe;															
Einheit	µmol/L															
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig															
Material	Plasma (Li-Heparin)															
Probengefäß	Lithium-Heparinat-Monovette															
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert															
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erniedrigt</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 3M</td> <td>1.99</td> <td>119.00</td> <td>24,0 -55,0</td> </tr> <tr> <td>> 3M</td> <td>1.99</td> <td>100.00</td> <td>40,0 - 80,0</td> </tr> </tbody> </table>				Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 3M	1.99	119.00	24,0 -55,0	> 3M	1.99	100.00	40,0 - 80,0
Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich													
≤ 3M	1.99	119.00	24,0 -55,0													
> 3M	1.99	100.00	40,0 - 80,0													
Verfahren	Latexpartikel verstärkter immunologischer Trübungstest (PETINA)															
letzte Änderung	11.01.2025 00:03															