

## Troponin I i.P. (Fa.Abbott)

<b>Abnahmevorschrift</b>	<p>Letzte Aktualisierung: 25.08.2018 (mensch/neum)</p> <p>Präanalytik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Analytik erfolgt ausschließlich zur Abklärung unklarer erhöhter cTnTns-Werte ohne klinische Hinweise AMI nach Rücksprache mit dem Diensthabenden IKL</li> <li>- kein Notfallparameter, nur Mo-Fr in Regelarbeitszeit Hormonlabor</li> <li>- Bestimmung im Serum</li> </ul>						
<b>Einheit</b>	ng/L						
<b>Häufigkeit</b>	Mo - Fr, normalschichtig						
<b>LOINC</b>	10839-9						
<b>Material</b>	Plasma (Li-Heparin)						
<b>Probengefäß</b>	Lithium-Heparinat-Monovette						
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert						
<b>Referenzbereich</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geschlecht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>männlich</td> <td>&lt; 34.2</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>&lt; 15.6</td> </tr> </tbody> </table>	Geschlecht	Referenzbereich	männlich	< 34.2	weiblich	< 15.6
Geschlecht	Referenzbereich						
männlich	< 34.2						
weiblich	< 15.6						
<b>Verfahren</b>	ECLIA						
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:35						