

Leptin i.S. (RIA)

Einheit	ng/mL																		
Häufigkeit	wöchentlich																		
Material	Serum																		
Probengefäß	Serum-Monovette																		
Probenvolumen	10 ml																		
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																		
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geschlecht</th> <th>Alter</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>≤ 20J</td> <td></td> <td>nicht definiert</td> </tr> <tr> <td>männlich</td> <td>≤ 80J</td> <td>23.50</td> <td>1,00 - 14,57</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>≤ 80J</td> <td>53.30</td> <td>3,85 - 26,80</td> </tr> </tbody> </table>			Geschlecht	Alter	extrem erhöht	Referenzbereich		≤ 20J		nicht definiert	männlich	≤ 80J	23.50	1,00 - 14,57	weiblich	≤ 80J	53.30	3,85 - 26,80
Geschlecht	Alter	extrem erhöht	Referenzbereich																
	≤ 20J		nicht definiert																
männlich	≤ 80J	23.50	1,00 - 14,57																
weiblich	≤ 80J	53.30	3,85 - 26,80																
Verfahren	RIA																		
letzte Änderung	02.01.2025 00:30																		