

**max.Aggr.ADP-induz. 0.625µM**

<b>Abnahmevorschrift</b>	Telefonische Anmeldung erforderlich, Angabe der Indikation und Medikation notwendig Monovetten nicht kühlen! Annahme: werktags von 07 - 14 Uhr  Störungen: irrtümliche Kühlung der Monovetten und zu langer Probentransport
<b>Einheit</b>	%
<b>Häufigkeit</b>	werktags - Anmeldung im Labor erforderlich
<b>Material</b>	Citrat-Blut
<b>Probengefäß</b>	Citrat-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	1.5 ml
<b>Verfahren</b>	Aggregationstest
<b>letzte Änderung</b>	06.01.2024 00:04