

Freier Androgen Index

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 12.01.2022 (cho) Rechengröße: FAI = Freier Androgen Index = (Testosteron*100)/SHBG																				
Material	Serum																				
Probengefäß	Serum-Monovette																				
Probenvolumen	10 ml																				
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																				
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geschlecht</th> <th>Alter</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>≤ 21J</td> <td>nicht definiert</td> </tr> <tr> <td>männlich</td> <td>≤ 50J</td> <td>24.5 - 113.3</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td>≤ 50J</td> <td>0.7 - 8.7</td> </tr> <tr> <td>männlich</td> <td></td> <td>19.3 - 118.4</td> </tr> <tr> <td>weiblich</td> <td></td> <td>0.5 - 4.7</td> </tr> </tbody> </table>			Geschlecht	Alter	Referenzbereich		≤ 21J	nicht definiert	männlich	≤ 50J	24.5 - 113.3	weiblich	≤ 50J	0.7 - 8.7	männlich		19.3 - 118.4	weiblich		0.5 - 4.7
Geschlecht	Alter	Referenzbereich																			
	≤ 21J	nicht definiert																			
männlich	≤ 50J	24.5 - 113.3																			
weiblich	≤ 50J	0.7 - 8.7																			
männlich		19.3 - 118.4																			
weiblich		0.5 - 4.7																			
letzte Änderung	29.11.2024 11:32																				