

## Hyaline Zylinder + Aufl. (Sed.)

<b>Abnahmevorschrift</b>	Es wird die Einsendung von >10 ml Morgen- und Mittelstrahlurin, möglichst innerhalb von 30 min nach Miktion, empfohlen.
<b>Häufigkeit</b>	Notfallparameter, ganztägig
<b>Material</b>	Urin
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	keine vorhanden
<b>Verfahren</b>	Mikroskopie bzw. Urin-Durchflußzytometrie
<b>letzte Änderung</b>	19.05.2023 17:11