

Mycophenolsäure i.P. [HPLC]

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung 11.6.18 (La) Transport-/Abnahmebedingungen: EDTA-Monovette, Blutabnahme vor nächster Gabe (Talspiegel) Besonderheiten:keine
Einheit	mg/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	EDTA-Blut
Probengefäß	EDTA-Monovette
Probenvolumen	2.7 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erhöht: 6.00 1,0 - 4,5 µg/ml
Verfahren	HPLC
letzte Änderung	29.11.2024 11:58