

Gangliosid GQ1b-Ak IgM i.S.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Abnahmevorschrift | <p>Letzte Änderung 03.03.2023 (Röber)</p> <p>Abnahme-/Transportbedingungen: -Serum-Monovette -Lagerung bei Raumtemperatur bis 8h, bis 2 Tage bei 2-8 °C, darüber hinaus Probe bei -20 °C einfrieren. Eingefrorene Proben müssen nach dem Auftauen und vor dem Testen gut durchgemischt werden.</p> <p>Einflussgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> <p>Störgrößen: Keine gesonderten Hinweise.</p> |
| Material | Serum Immunologie |
| Probengefäß | Serum-Monovette |
| Probenvolumen | 10 ml |
| Qualitätsmanagement-Status | akkreditiert |
| Referenzbereich | extrem erhöht: 0 negativ |
| Verfahren | BLOT |
| letzte Änderung | 02.01.2025 00:25 |