

## Amiodaron i.P.

<b>Abnahmevorschrift</b>	letzte Änderung: 8.9.15 (La) EDTA-Monovette, Blutabnahme vor nächster Gabe (Talspiegel)
<b>Einheit</b>	mg/L
<b>Häufigkeit</b>	wöchentlich
<b>Material</b>	Plasma (Li-Heparin)
<b>Probengefäß</b>	Lithium-Heparinat-Monovette
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 3.00 ther.Ber.: 0.5-2.5 Kommentar: ther. Bereich: 0.5-2.5 toxisch ab: 3.0
<b>Verfahren</b>	LC/MS
<b>letzte Änderung</b>	15.02.2025 00:02