

Coproporphyrin III i.U.(Konz)

Abnahmevorschrift	Gewinnung von 24h-Sammelurin im lichtgeschützten Sammelgefäß, 10 ml (Urinmonovette) lichtgeschützt versenden
Einheit	nmol/L
Klinische Hinweise	Indikation: Differenzierung der Porphyrie, Anforderung innerhalb des Porphyrinprofils
Material	Sammelurin (lichtgeschützt)
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	Versand
letzte Änderung	18.03.2026 14:38