

## Immunfixation i.U.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Letzte Änderung: 30.06.2015 (Ko)  Abnahme und-Transportbedingungen: - 24h-Sammelurin erforderlich
<b>Häufigkeit</b>	wöchentlich
<b>Material</b>	Sammelurin
<b>Probengefäß</b>	Urin-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Verfahren</b>	Immunfixation
<b>letzte Änderung</b>	02.01.2025 00:27