

## mittl.korp.Hämogl. (MCH)

Alternative Messeinheit	pg																																																		
Einheit	fmol																																																		
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig																																																		
Material	EDTA-Blut																																																		
Probengefäß	EDTA-Monovette																																																		
Probenvolumen	2.7 ml																																																		
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert																																																		
Referenzbereich	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Alter</th> <th>extrem erniedrigt</th> <th>extrem erhöht</th> <th>Referenzbereich</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1T</td> <td>1.40</td> <td>3.00</td> <td>2,00 - 2,50</td> </tr> <tr> <td>1T - 6T</td> <td>1.40</td> <td>3.00</td> <td>1,80 - 2,50</td> </tr> <tr> <td>6T - 6W</td> <td>1.40</td> <td>3.00</td> <td>1,60 - 2,40</td> </tr> <tr> <td>6W - 2M</td> <td>1.40</td> <td>3.00</td> <td>1,60 - 2,30</td> </tr> <tr> <td>2M - 3M</td> <td>1.40</td> <td>3.00</td> <td>1,50 - 2,20</td> </tr> <tr> <td>3M - 4M</td> <td>1.20</td> <td>3.00</td> <td>1,40 - 2,20</td> </tr> <tr> <td>4M - 1J</td> <td>1.20</td> <td>3.00</td> <td>1,30 - 2,10</td> </tr> <tr> <td>1J - 10J</td> <td>1.20</td> <td>3.00</td> <td>1,40 - 1,90</td> </tr> <tr> <td>10J - 12J</td> <td>1.20</td> <td>3.00</td> <td>1,40 - 2,10</td> </tr> <tr> <td>12J - 16J</td> <td>1.20</td> <td>3.00</td> <td>1,50 - 2,00</td> </tr> <tr> <td>&gt; 16J</td> <td>1.20</td> <td>3.00</td> <td>1,70 - 2,10</td> </tr> </tbody> </table>			Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich	≤ 1T	1.40	3.00	2,00 - 2,50	1T - 6T	1.40	3.00	1,80 - 2,50	6T - 6W	1.40	3.00	1,60 - 2,40	6W - 2M	1.40	3.00	1,60 - 2,30	2M - 3M	1.40	3.00	1,50 - 2,20	3M - 4M	1.20	3.00	1,40 - 2,20	4M - 1J	1.20	3.00	1,30 - 2,10	1J - 10J	1.20	3.00	1,40 - 1,90	10J - 12J	1.20	3.00	1,40 - 2,10	12J - 16J	1.20	3.00	1,50 - 2,00	> 16J	1.20	3.00	1,70 - 2,10
Alter	extrem erniedrigt	extrem erhöht	Referenzbereich																																																
≤ 1T	1.40	3.00	2,00 - 2,50																																																
1T - 6T	1.40	3.00	1,80 - 2,50																																																
6T - 6W	1.40	3.00	1,60 - 2,40																																																
6W - 2M	1.40	3.00	1,60 - 2,30																																																
2M - 3M	1.40	3.00	1,50 - 2,20																																																
3M - 4M	1.20	3.00	1,40 - 2,20																																																
4M - 1J	1.20	3.00	1,30 - 2,10																																																
1J - 10J	1.20	3.00	1,40 - 1,90																																																
10J - 12J	1.20	3.00	1,40 - 2,10																																																
12J - 16J	1.20	3.00	1,50 - 2,00																																																
> 16J	1.20	3.00	1,70 - 2,10																																																
Umrechnungsfaktor	16.11 ( <b>Hinweis:</b> Ergebnis * 16.11 = Wert in pg)																																																		
Verfahren	Rechengröße																																																		
letzte Änderung	29.11.2024 11:11																																																		