

## IgE Silber - HSA u112

<b>Abnahmevorschrift</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· -diese spez.IgE-Anforderungen ist aus fachlichen Gründen eingestellt-</li><li>·</li><li>· Details zur spez. IgE-Bestimmung (Typ-I-Allergie) siehe bitte iXCAT-Eintrag IgE,gesamt (Analysen-Nr. 7053, a-IgE)</li><li>·</li><li>· neum. 19.07.2014</li><li>·</li></ul>
<b>Einheit</b>	kU/L
<b>Material</b>	Serum
<b>Probengefäß</b>	Serum-Monovette
<b>Probenvolumen</b>	10 ml
<b>Referenzbereich</b>	extrem erhöht: 17.50 <0.35kU/l(RAST-KI.0)
<b>letzte Änderung</b>	29.11.2024 11:47