

Porphyrine(ges)i.U.(Konz)

Abnahmevorschrift	letzte Änderung: 8.9.15 (La) Gewinnung von 24h-Sammelurin im lichtgeschützten Sammelgefäß oder Spontanurin, 10 ml (Urinmonovette) lichtgeschützt versenden
Einheit	nmol/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Sammelurin (lichtgeschützt)
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	Versand
Verfahren	Photometrie nach Chromatographischer Trennung
letzte Änderung	02.01.2025 00:32