

T-Zellstimulation: Mitogene

Abnahmevorschrift	Letzte Änderung: 04.01.2022 (Tie) Material: EDTA-Vollblut Die Durchflusszytometrie wird für einen Materialeingang im Labor von Montag bis Freitag 12.00 angeboten. Immunphänotypisierungen können zumeist ohne Qualitätsverlust innerhalb von 24 Stunden durchgeführt werden. Zelluläre Blutbestandteile weisen ca. 5-10% niedrigere Werte bei Abnahme der Probe im Liegen auf.
Häufigkeit	Materialannahme nur bis Freitag 12.00 Uhr
Material	Plasma (Li-Heparin)
Probengefäß	Lithium-Heparinat-Monovette
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Verfahren	Flowzytometrie
letzte Änderung	31.03.2025 01:44