

Magnesium i.U. (Konz.)

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 24.05.2017 (neum.) Präanalytik: - Bestimmung im Sammelurin (Angabe von Sammelmenge und -zeit) und im Spontanurin . Beachte: Methodenumstellung von Flammen-AAS auf kolorimetrische Messung ab 24.05.2017 Anpassung der Referenzbereiche für Ausscheidung "Mg i.U. mmol/Tag"
Einheit	mmol/L
Häufigkeit	wöchentlich
Material	Sammelurin
Probengefäß	Urin-Monovette
Probenvolumen	10 ml
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erniedrigt: 1.00 extrem erhöht: 10.00 nicht definiert
bevorzugte Probenart	URIN-KC&34
letzte Änderung	02.01.2025 00:30