

Valproinsäure i.P.

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 10.04.2016 (neum.) Präanalytik: - Blutabnahme i.d.R. Talspiegel: vor Medikamenten-Gabe - Angabe von Abnahmezeit und letzter Gabe; Hinweis: Methodenumstellung im IKL am 10.04.17 vom System DxC800 auf Cobas8000 (entsprechend Validation: keine signifikanten Unterschiede, keine Änderungen Ref.-bereich und medizinische Bewertung)
Einheit	µmol/L
Häufigkeit	täglich, normalschichtig
Material	Plasma (Li-Heparin)
Probengefäß	Lithium-Heparinat-Monovette
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erniedrigt: 21.01 extrem erhöht: 1400.00 347,0 - 693,0
Verfahren	Latexpartikel verstärkter immunologischer Trübungstest (PETINA)
letzte Änderung	11.01.2025 00:03