

## Amyloid beta 42 i.L.

<b>Abnahmevorschrift</b>	Aktualisierung: 28.08.2019 (ko)  - bei der Anforderung Amyloid-beta (1-42) wird aus der selben Liquorprobe Amyloid-beta (1-40) bestimmt und das Abeta-Ratio berechnet  Abnahme- und Transportbedingungen: - Liquor immer in Polypropylenröhrchen einsenden - Lagerung bei -80°C
<b>Einheit</b>	pg/mL
<b>Häufigkeit</b>	in der Regel monatlich
<b>Material</b>	Liquor
<b>Probengefäß</b>	Liquor-Röhrchen
<b>Probenvolumen</b>	1 ml
<b>Qualitätsmanagement-Status</b>	akkreditiert
<b>Referenzbereich</b>	725 - 1777
<b>Verfahren</b>	ELISA
<b>letzte Änderung</b>	15.02.2024 00:02