

eGFR für Kreatinin (n.CKD-EPI) i.P.

Abnahmevorschrift	Letzte Aktualisierung: 16.03.2016 (neum.) Präanalytik: - Rechengröße (geschätze glomeruläre Filtrationsrate, eGFR, nur gültig für Erwachsene >18Jahre)
Einheit	mL/min/1,73
Häufigkeit	Notfallparameter, ganztägig
Material	Plasma (Li-Heparin)
Probengefäß	Lithium-Heparinat-Monovette
Qualitätsmanagement-Status	akkreditiert
Referenzbereich	extrem erniedrigt: 30 ≥90
Verfahren	Rechengröße
letzte Änderung	29.11.2024 11:10